

# UPFLNTScan LU1

齿科一体化多功能扫描仪





### 自由切换扫描步骤

一键切换到所需扫描步骤，  
不受传统标准扫描过程的限制。

### 一键扫描全口种植

独特的硬件结构可扫描更全，  
无须拆卸基台即可一键扫描，  
同时保证极高的扫描精度和稳定性。

### 虚拟咬合功能

简单快速获取精确颌骨运动轨迹，  
减少后续调颌时间。

### 高速扫描

一键扫描，精准无误，扫描速度再次升级，  
工作效率提升一倍以上。

### 高清扫描

双高分辨率摄像头，  
扫描数据表面质量更高清。

### 快速扫描咬合

手握咬合，仅需3秒钟即可极速扫描咬合关系。

## — 技术参数 —

尺寸	250X300X539mm	投影	定制蓝光，支持多彩扫描
重量	16Kg	接口	USB 3.0
相机	2X3MP	结构模式	开放式
精度	8 $\mu$ m	轴数	2轴
输出格式	STL; PLY; OBJ	侧重方向	未分割扫描
扫描方式	非接触式蓝光扫描	纹理模式	点云着色

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用\*注意事项详见设备说明书



官方公众号