

UPFLNTScan R1

口内扫描仪





— 技术参数 —

手柄尺寸	240X49.5X30.5mm	手柄重量	240g
取相技术	光学连续视频采集	工作时间	>30000小时
扫描深度	0-15mm	扫描头	3个标准扫描头, 1个保护头
扫描精度	单牙≤15μm 全口≤30μm	小扫描头	(可选配)
图像模式同步	3D视频	标准扫描头尺寸	79X19.7X15.8mm
快速复位	有	小扫描头尺寸	80X16X11mm
模型优化	有	扫描头防雾方式	采用自加热的扫描头
输出文件	STL, PLY(真彩), OBJ	校准头	1(选配)

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号