

Aoralscan L+ Pro

口腔数字印模仪





Aoralscan L+ Pro

口腔数字印模仪 ↖

Aoralscan L+ Pro口腔数字印模仪, 支持口腔用户实时获取可靠高精度真彩数字印模, 通过强大的云平台集成服务系统无缝传输到技工厂端订单管理系统, 满足多种应用场景, 助力医技高效协同, 用高精度技术赋能数智义齿生产。



扫描头支持100次高温高压消毒

加热防雾

握持舒适-人体工学设计

轻便小巧-灵活操作

前后指示灯-工作状态一目了然

SHINING3D



快速扫描

扫描速度高达20帧/秒
相对Aoralscan 2
提升超过**30%**



优化精度


优化软件算法及硬件成像机制
精度为单牙位 $\leq 0.01\text{mm}$
数据真实清晰, 充分满足
种植、正畸、修复等多类临床应用需求



扫描幅面

加大景深,
扫描深度最大可至**22mm**
提高扫描效率, 满足多种临床场景



扫描范围	标准头: 16mm x 12mm 小型头: 12mm x 9mm	<p>大小尺寸扫描头, 满足不同扫描需求</p>  <p>标准头 迷你头</p>
扫描深度	22mm(距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm)	
机身尺寸(L x W x H)	290mm x 33mm x 47mm	
机身重量	239 ± 20g(不含线缆)	
连接线	USB 3.0	
功率	12V DC/ 3A	



深圳爱尔创数字口腔有限公司

Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: www.upcera.com

Copyright©Upcera No.2026 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号