

UPFLNTMill-C41

4轴椅旁加工机





— 技术参数 —

尺寸	45x35x42CM	主轴转速	80000转/分
重量	37Kg	加工精度	<0.01mm
电压	220V 50Hz	刀具数量	5把
最大功率	1.0KW	冷却方式	水冷
气压	0.42~0.8MPa	加工角度	A轴: ±360°
加工材质	玻璃陶瓷、块状树脂/钛棒 (可选)		
加工类型	内冠、全冠、嵌体、贴面/基台 (可选)		

