

UPFLNTOven A7+ Pro

烤瓷炉



- 二段式烧结程序, 可结晶蓝瓷块, 满足椅旁需求
- 双层金属炉胆, 保温性能极佳
- 采用日本进口藤原气泵, 来保证完美的真空效果
- 使用进口瑞士康耐尔石英炉胆配置, 发热更均匀, 烧瓷更透亮
- 独有回火降温(慢降温)功能
- 超大触摸液晶屏, 一目了然
- 内置200条可编辑程序
- 炉内降温功能, 温度补偿功能
- 双阀门控制系统, 确保颜色更完美, 减少机身负荷运转



— 技术参数 —

尺寸	330X420X560mm	额定功率	1200W+350W
重量	27kg	最大工作温度	1150°C
电压	220V±10%	防护等级	IPX1
频率	50Hz	保险管	①3.0A②8.0A
温度恒定时间	10s ~ 120min	最终真空度	VMAX=97%

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号