

# UPFLNTOven GT1 Pro

氧化锆烧结炉



- 精准控温  
PID智能温度控制, 控温精度高
- 掉电记忆功能  
可从任意程序的任意一段曲线开始工作
- 节能环保  
保温材料无污染, 保温效果好, 保证加热过程中温度的均匀性
- 预烘干功能  
节省大部分白蜡染色烘干时间,  
达到高效、快速的表面烘干处理



— 技术参数 —

尺寸	420X465X800mm	额定功率	2500W
重量	67kg	快速保险管	~500V/32A
电压	220V±10%	防护等级	IP21
频率	50Hz	保险管	①2X~380V16A ②~250V 0.5A ③250V1A

