


DEKEMA 220 G2

烤瓷炉





- ▶ 采用轻质铝外壳设计, 品质持久耐用
- ▶ 烤瓷、上釉、结晶, 可选择真空或非真空环境
- ▶ 放置-通电-运行, 即插即用

— 技术参数 —

重量	13kg	最高温度	1100°C
尺寸	266×531×258mm	最高功率	1500W
电压	95-105V/50-60Hz or 110-125V/50-60Hz or 220-240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号