


DEKEMA 624i G2

烤瓷炉





搭载全新
THOR软件

- ▮ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▮ 自动控制干燥及冷却过程, 美学效果更佳
- ▮ 独特的炉膛设计, 任何温度范围内均得到卓越的烧结效果
- ▮ 高品质的铂铑热电偶, 控温精度在0.5°C以内
- ▮ 可单独选择干燥位置
- ▮ 物联网 (IoT) 功能使烤瓷炉实现智能网络覆盖和实时监控, 保障烤瓷炉的实时稳定运行
- ▮ 通过DEKEMA 线上平台可获得超过十万个各个牙科陶瓷材料生产商的烤瓷、铸瓷以及烧结程序

—— 技术参数 ——

重量	19kg	最高温度	1200°C
尺寸	383X653X343mm	最高功率	1500W
电压	95-105V/50-60Hz or 110-125V/50-60Hz or 220 - 240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号