

DEKEMA 654i G2

烤铸一体炉





- » 自动控制干燥及冷却过程，美学效果更佳
- » 多种自动压铸模式，带来最佳的压铸效果
- » 除所有常见包埋圈系统外，在独特的DEKEMA trixpress™ 包埋圈系统下最多可压铸20g瓷块
- » 一次性可压铸3个不同颜色的瓷块，使产能最大化
- » 包埋圈所有表面均保证热量分布均匀，带来令人惊艳的美学效果
- » 物联网 (IoT) 功能使烤瓷炉实现智能网络覆盖和实时监控，保障烤瓷炉的实时稳定运行
- » 通过DEKEMA 线上平台可获得超过十万个各个牙科陶瓷材料生产商的烤瓷、铸瓷以及烧结程序

— 技术参数 —

重量	24kg	最高温度	1200°C
尺寸	383X653X343mm	最高功率	1500W
电压	95-105V/50-60Hz or 110-125V/50-60Hz or 220 - 240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号