

# UPCERA HiFi 624

烤瓷炉





高  
精  
品  
质

持  
久  
稳  
定

- ❧ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ❧ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学效果
- ❧ 独特的炉膛设计, 可控温度范围内均可得到卓越的烧结效果
- ❧ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- ❧ 高品质的铂铑热电偶, 控温精确在0.5°C以内
- ❧ 可单独选择干燥位置
- ❧ 可变的真空启动温度, 不依赖于预热温度

— 技术参数 —

重量	17.5kg	最高温度	1200°C
尺寸	383X653X343mm	最高功率	1500W
电压	95-105V/50-60Hz or 110-125V/50-60Hz or 220 - 240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用\*注意事项详见设备说明书



官方公众号