

UPCERA HiFi 654

烤铸一体炉





独特包埋系统

产能最大化

3 一次可压铸
种颜色

- ▣ 密闭炉膛设计, 热量分布更均匀
- ▣ 自动化控制干燥和冷却程序, 使修复体获得极佳美学效果
- ▣ 互联网连接: 数据安全备份, 远程质量管理, 快速售后响应, 减少停机时间
- ▣ 除所有常见包埋圈系统外, 在DEKEMA trixpress™ 包埋系统下, 可铸造瓷块重量高达20g
- ▣ 多种自动压铸模式, 带来最佳的压铸效果
- ▣ 包埋圈表面均匀的热量分布, 带来令人惊艳的美学效果
- ▣ 一次性可压铸三个不同颜色的瓷块, 使产能最大化

— 技术参数 —

重量	22kg	最高温度	1200°C
尺寸	383X653X343mm	最高功率	1500W
电压	95-105V/50-60Hz or 110-125V/50-60Hz or 220 - 240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号